

Produkt: Sicherheitsmatratze

Artikel-Nr.: TN200



Die Sicherheitsmatratze ist die perfekte Lösung für Einrichtungen wie Polizeizellen, Gefängnisse, psychiatrische Abteilungen und forensische Einrichtungen, die eine Isolations- und Krisenraummatratze benötigen.

Die Sicherheitsmatratze besteht aus komfortablem und flexiblem Schaumstoff und erfüllt die höchsten Brandschutz- und RIVM-Normen. Durch die nahtlose Schweißtechnik und die vollständig verschweißte PVC-Gewebeoberfläche bietet die Matratze zusätzliche Sicherheit, da es keine harten Teile im Kern und keine sichtbaren Nähte gibt, die für den Patienten oder Insassen eine Herausforderung darstellen könnten.

Die Sicherheitsmatratze ist durch die geschweißte Konstruktion reißfest und wasserdicht.

Merkmale & Vorteile

- ✓ Durch die nahtlose Schweißtechnik und die vollständig verschweißte Oberfläche bietet die Sicherheitsmatratze zusätzliche Sicherheit.
- ✓ Reißfest und wasserdicht.
- ✓ Bei einer Höhe von 40 cm kann die Sicherheitsmatratze auch als Sitzgelegenheit genutzt werden
- ✓ Die Hülle der Sicherheitsmatratze besteht aus PVC-Gewebe. Dieser Fluid-Stop-Bezug verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten, nimmt aber auch keine Körperflüssigkeiten auf. Da die PVC-Hülle keine feuchtigkeitsregulierende Funktion hat, sollte die Sicherheitsmatratze für zusätzlichen Komfort mit einer reißfesten Bettdecke abgedeckt werden.
- ✓ Erfüllt die höchsten Brandschutz- und RIVM-Normen.

Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychische Gesundheitsversorgung,
- ✓ Psychiatrische Einrichtungen,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Isolierräume / Timeout-Räume,
- ✓ Hafteinrichtungen,
- ✓ Verhaltensmedizinische Einrichtungen.

Material

PVC-Hülle mit Fluid-Stop-Bezug / Schaumkern

Spezifische Gewichte

PVC-Gewebe ca. 650 g/m²
Schaumkern ca. 33 - 37 kg/m³

Feuerhemmung

PVC-Hülle	nach NF-P92-507:2004	M2
	nach DIN 4102:1998	B1
	nach EN 13501-1 + A1:2009	B-s2, d0
Schaumkern	nach BS6807 / BS5862	CRIB5

Reißfestigkeit

PVC-Hülle	Kette	270 N
DIN 53356	Schuss	270 N

Zugfestigkeit

PVC-Hülle	Kette	2500 N / 5 cm
DIN 53354	Schuss	2300 N / 5 cm
Schaumkern	nach ISO 1978	75 kPa

Produktmerkmale

Farbe	Grau
Produziert in	Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

Pflegehinweise


Die glatte Außenhülle kann mit jedem Flächendesinfektionsmittel (Flächendesinfektion als Spray oder als Wischdesinfektion und Wischtuch) gereinigt und desinfiziert werden.

Nicht maschinenwaschbar. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht trocken reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort abwischen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

Modelle

Sicherheitsmatratze

	TN200090	012	040
Abmessungen L x B x H [cm]		200 x 90 x 12	200 x 90 x 40
Gewicht [kg]		13	38



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ info@siNpress.de | www.siNpress.de